

1. Télécharger le fichier Excel et le dossier qui contient les fichiers STL de l'implant en question.

Enregistrement automatique	WATCH EXCEL FILE - Excel	Rechercher	Rad ID-DENTAL	Partager					
Fichier	Accueil	Insertion	Mise en page	Formules	Données	Révision	Affichage	Aide	ObsysNET
D29	C	D	E	F	G	H	I	J	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7	Part ID (unique, text uppercase)	Implant type [text]	Secondary implant type [text]	Platform [number/text]	Occlusal Diameter (mm)	Length (mm)	Apical diameter (mm)	Color	
8	IDCS935	IDCam ST	Internal Conical connection	3,6	3,7	8,5	2,1	Yellow	
9	IDCS942	IDCam ST	Internal Conical connection	3,6	4,2	8,5	2,1	Yellow	
10	IDCS952	IDCam ST	Internal Conical connection	3,6	5,2	8,5	2,1	Yellow	
11	IDCS1035	IDCam ST	Internal Conical connection	3,6	3,7	9,4	2,1	Red	
12	IDCS11042	IDCam ST	Internal Conical connection	3,6	4,2	9,4	2,1	Red	
13	IDCS11052	IDCam ST	Internal Conical connection	3,6	5,2	9,4	2,1	Red	
14	IDCS11235	IDCam ST	Internal Conical connection	3,6	3,7	11,4	2,1	Green	
15	IDCS11242	IDCam ST	Internal Conical connection	3,6	4,2	11,4	2,1	Green	
16	IDCS11252	IDCam ST	Internal Conical connection	3,6	5,2	11,4	2,1	Green	
17	IDCS11535	IDCam ST	Internal Conical connection	3,6	3,7	14,4	2,1	Blue	
18	IDCS11542	IDCam ST	Internal Conical connection	3,6	4,2	14,4	2,1	Blue	
19	IDCS11552	IDCam ST	Internal Conical connection	3,6	5,2	14,4	2,1	Blue	
20	IDCM942	IDCam M	Internal Conical connection	3,6	4,2	8,5	2,1	Yellow	
21	IDCM952	IDCam M	Internal Conical connection	3,6	5,2	8,5	2,1	Yellow	
22	IDCM1042	IDCam M	Internal Conical connection	3,6	4,2	9,4	2,1	Red	
23	IDCM1052	IDCam M	Internal Conical connection	3,6	5,2	9,4	2,1	Red	
24	IDCM1242	IDCam M	Internal Conical connection	3,6	4,2	11,4	2,1	Green	
25	IDCM1252	IDCam M	Internal Conical connection	3,6	5,2	11,4	2,1	Green	
26	IDCM1542	IDCam M	Internal Conical connection	3,6	4,2	14,4	2,1	Blue	
27	IDCM1552	IDCam M	Internal Conical connection	3,6	5,2	14,4	2,1	Blue	
28									
29									

Implant ID3	18/12/2020 16:04	Dossier de fichiers
Implant IDAll	18/12/2020 16:04	Dossier de fichiers
Implant IDBio	18/12/2020 16:05	Dossier de fichiers
Implant IDCam	18/12/2020 16:05	Dossier de fichiers
Implant IDMax	18/12/2020 16:05	Dossier de fichiers
Implant IDSlim	18/12/2020 16:05	Dossier de fichiers

2. Lancer le logiciel **Implant DB Editor** et appuyer sur Add pour ajouter une gamme d'implant.

Implant DB Editor

Import Export Add Edit Delete Show Hide Refresh

Category

Model	Show	File	User
All			
ID1			X
ID Max	O		X
IDAll	O		X
IDALL-New	O		O
IDBio	O		X
IDCam M	O		X
IDCam S	O		X
IDOne T	O		X

Property

Name: ID1 Installed Version: 2017/03/09

Show/Hide: Show


Length (mm):

Occlusal Diameter (mm): Apical Diameter (mm):

Preview:


Setting Close

3. Nommer la gamme d'implant IDI que vous voulez ajouter et appuyer sur OK



The 'Add Line-up' dialog box contains two text input fields. The first field, labeled 'Company Name', contains the text 'IDI'. The second field, labeled 'Line-up Name', contains the text 'IDCamST'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Ok' and 'Cancel'.

4. Cliquer sur Add pour ajouter le ou les implants en question.



The 'Implant DB Editor' window features a toolbar at the top with buttons for 'Import', 'Export', 'Add', 'Edit', 'Delete', 'Show', 'Hide', and 'Refresh'. A red arrow points to the 'Add' button. Below the toolbar is a tree view on the left labeled 'Category' with a table of implant models. The 'IDCam ST' model is selected. On the right, a 'Property' panel displays details for the selected model, including its name and installed version. A 'Preview' section at the bottom right shows a dark image.

Category	Model	Show	File	User
All				
IDI				X
ID Max		<input type="radio"/>		X
IDAll		<input type="radio"/>		X
IDALL-New		<input type="radio"/>		O
IDBio		<input type="radio"/>		X
IDCam M		<input type="radio"/>		X
IDCam S		<input type="radio"/>		X
IDCam ST		<input type="radio"/>		O
IDOne T		<input type="radio"/>		X


Property

Name: IDCam ST Installed Version: 2017/03/09

Show/Hide:

Length (mm):

Occlusal Diameter (mm): Apical Diameter (mm):

Preview: 

5. Utilisez le fichier Excel pour remplir les informations nécessaires de l'implant en question

Add Model

Company: IDI Line-up: IDCam ST

Model Name: IDCST1252

Import STL File: [Empty field] ...

Length: 11,40 mm [Up] [Down] Occlusal Diameter: 5,20 mm [Up] [Down]

Apical Diameter: 2,10 mm [Up] [Down]

OK Cancel

13	Implant	IDCST1235	IDCam ST	Internal Conical connection	✓	3,6	3,7	11,4	2,1
14	Implant	IDCST1242	IDCam ST	Internal Conical connection	✓	3,6	4,2	11,4	2,1
15	Implant	IDCST1252	IDCam ST	Internal Conical connection	✓	3,6	5,2	11,4	2,1
16	Implant	IDCST1535	IDCam ST	Internal Conical connection	✓	3,6	3,7	14,4	2,1
17	Implant	IDCST1552	IDCam ST	Internal Conical connection	✓	3,6	4,2	14,4	2,1

6. Importer le fichier Excel de l'implant que vous voulez ajouter et cliquer sur OK

IDCM 1552	26/11/2020 11:33	Meshmixer Docu...	594 Ko
IDCS 0842	26/11/2020 11:33	Meshmixer Docu...	376 Ko
IDCS 0852	26/11/2020 11:34	Meshmixer Docu...	296 Ko
IDCS0835	26/11/2020 11:35	Meshmixer Docu...	369 Ko
IDCST1035	26/11/2020 11:35	Meshmixer Docu...	468 Ko
IDCST1042	26/11/2020 11:36	Meshmixer Docu...	363 Ko
IDCST1052	26/11/2020 11:37	Meshmixer Docu...	307 Ko
IDCST1235	26/11/2020 11:37	Meshmixer Docu...	391 Ko
IDCST1242	26/11/2020 11:40	Meshmixer Docu...	507 Ko
IDCST1252	26/11/2020 11:40	Meshmixer Docu...	344 Ko
IDCST1535	26/11/2020 11:41	Meshmixer Docu...	338 Ko
IDCST1542	26/11/2020 11:42	Meshmixer Docu...	451 Ko
IDCST1552	26/11/2020 11:42	Meshmixer Docu...	402 Ko

Add Model

Company: IDI Line-up: IDCam ST

Model Name: IDCST1252

Import STL File: ...

Length: 11,40 mm Occlusal Diameter: 5,20 mm

Apical Diameter: 2,10 mm

OK Cancel

7. L'implant est ajouté. Vérifier cet ajout sur le logiciel de planification de VATECH

Implant DB Editor

Import Export Add Edit Delete Show Hide Refresh

Category

Model	Show	File	User
All			
IDI			X
ID Max	O		X
IDAll	O		X
IDALL-New	O		O
IDBio	O		X
IDCam M	O		X
IDCam S	O		X
IDCam ST	O		O
IDCST1252	O	O	O
IDOne T	O		X

Property

Name: IDCam ST Installed Version: 2017/03/09

Show/Hide: Show

Length (mm):

Occlusal Diameter (mm): Apical Diameter (mm):

Preview:

PROPRIÉTÉ DE L'IMPLANT

Unique Multiples

Implant: ☒ Guide d'impl...: ☐ Pilier d'impl...: ☐ Couronne: ☐

Placement: ☐ Intelligent ☐

Société: IDI Gamme: ID Max

Nom	Occlusal	Apical	Longue
IM-0040	4,40	4,10	7,20
IM-0050	4,90	4,60	7,20
IM-0040	4,40	4,10	8,00
IM-0050	4,90	4,60	8,00

Inserer Annuler