

ADF
Stand
3M09

TURBOdrill®

L'innovation de 2017
à tester sur le stand ADF



Nouveautés et Offres
ADF 2017



ID-SPASSOR

Pour gérer efficacement le volume de chaque dent prothétique.



789 €

TTC

1 Formation Hygiène et Asepsie OFFERTE

(valeur 300 € - voir p10)



PROTOCOLE ID-SPASSOR

ÉTAPE 1

Utiliser le foret pointeur adapté à l'espace méso-distal de la dent et se coller à la paroi des dents protagonistes, puis forer.


ÉTAPE 2

Retirer le foret pointeur et le remplacer par le paralléliseur du même code couleur.

1. Forer à l'aide du foret pointeur

2. Retirer le foret pointeur

3. Insérer le guide d'espacement



La Box ID-SPASSOR contient :

• 6 Forets pointeurs « guides »

Pointe forante :

7mm de long et Ø2mm.

• 6 Guides d'espacement

De Ø4,5mm jusqu'à Ø12mm.

LE Premier Laser Diode à DOUBLE LONGUEUR D'ONDE

Le laser à diode Gemini 810 + 980 est le premier laser pour tissus mous à double longueur d'onde en dentisterie incluant un pic de puissance super-pulsée de 20 watts ainsi qu'un exceptionnel écran électroluminescent entièrement transparent.

Quelle que soit la procédure, le laser innovant Gemini la rend plus rapide, plus douce et plus efficace.

9 990 € TTC

au lieu de
11 990 €



220 € TTC
/mois¹

**1 Formation
PROTHÈSE SUR
IMPLANTS de 2 jours**

OFFERTE (valeur 800 € -
voir p9)

/ou

**1 Formation
LASER**

**1 journée
OFFERTE**

**PÉDALE
SANS FIL**

Pratique, Facile à utiliser

- **PÉDALE SANS FIL**
- Pièce à main autoclavable pour une stérilisation simple entre deux procédures
- **Design élégant et innovant** grâce à l'exceptionnel écran électroluminescent transparent
- Interface utilisateur ultra-simple
- Alimentation par batteries, design sans fil
- Embout pré-activé pour un paramétrage simple

¹ Pour une durée de 48 mois. Offre réservée aux professionnels sous réserve d'acceptation du dossier par l'organisme financier.

Les moteurs d'implantologie SUISSES

MOTEUR D'IMPLANTOLOGIE BIENAIR LUMIÈRE



3 990 € TTC

- 1 Bloc Moteur
- 1 Cordon Moteur
- 1 Contre-angle Lumière Réducteur 1/20

GARANTIE 2 ans

1 **Formation Hygiène et Asepsie OFFERTE**
(valeur 300 € - voir p10)



MOTEUR D'IMPLANTOLOGIE LUMIÈRE NOUVAG




- 1 Bloc Moteur
- 1 Moteur avec cordon
- 1 Contre-angle Lumière Dynamo Nouvelle génération - s'adapte à tous les moteurs d'implantologie

4 290 € TTC

1 **Formation PROTHÈSE SUR IMPLANTS de 2 jours OFFERTE**

(valeur 800 € - voir p9)



2 SORTIES MOTEUR

Exclusivité IDI

Moteur d'implantologie Lumière

Un système de moteur qui, par la large configuration de sa commande moteur, est en mesure d'exécuter toutes les tâches requises en implantologie avec un seul contre-angle.

3690 € TTC

au lieu de
4 490 €

1 **Formation** Hygiène
et Asepsie **OFFERTE**
(valeur 300 € - voir p10)



Contre-angle Lumière dynamo NOUVELLE GÉNÉRATION

- 1 Bloc Moteur
- 1 Cordon Moteur
- 1 Contre-angle Lumière dynamo (s'adapte à tous les moteurs)
- GARANTIE 18 mois



FAUTEUIL POUR ESPACE CHIRURGICAL & SIÈGE PRATICIEN

FAUTEUIL POUR ESPACE CHIRURGICAL

- ◆ Siège praticien OFFERT
- ◆ Installation rapide
- ◆ Simplicité d'utilisation
- ◆ Garantie 1 an*

1990 € TTC
au lieu de 2090 €



TABLE PONT

690 € TTC

- ◆ Spécial Hôpitaux
- ◆ Structure Inox très résistante
- ◆ Plateau chirurgical en Corian
- ◆ Garantie 1 an*



chirurgical

KART CHIRURGICAL avec plateau télescopique

Garantie 1 an dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien adéquats.

1890 € TTC
au lieu de 1990 €



4 570 € TTC

L'ENSEMBLE

Fauteuil + kart + table pont

à partir de
1 900 € TTC
D'ACHAT**

1 Formation Hygiène
et Asepsie **OFFERTE**
(valeur 300 € - voir p10)

à partir de
3 500 € TTC
D'ACHAT**

1 Formation
PROTHÈSE SUR
IMPLANTS de 2 jours
OFFERTE (valeur 800 € - voir p9)

Le piezo qu'il vous faut

PIEZOSURGERY Touch


mectron

medical technology

6 489 € TTC

1 Formation
PROTHÈSE SUR
IMPLANTS de 2 jours

OFFERTE (valeur **800** € - voir p9)



Centrifugeuse SILFRADENT



4 980 €
TTC



1 Formation
PROTHÈSE SUR
IMPLANTS de 2 jours

OFFERTE (valeur 800 € - voir p9)

- 4 programmes différents de séparation des cellules :
Sérum, PPP, PRP, Facteurs de croissance.
- Contrôle de la température.
- Cycle Blanchiment/Stérilisation = décontamination
par UV-C réfléchis.

Contre-angle d'implantologie Réducteur 1/20



x 1 **560 €** TTC l'unité

x 2 **490 €** TTC l'unité

1 280 € TTC
LES 3
CONTRE-ANGLES

1 Formation Hygiène
et Asepsie **OFFERTE**
(valeur 300 € - voir p10)

GARANTIE 1 AN
Dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien adéquats.

ID-PARALLELISOR

Guide vos poses d'implants.



590 €
TTC

**1 Formation Hygiène
et Asepsie OFFERTE**
(valeur **300 €** - voir p10)

Cette box est indiquée lorsqu'il est nécessaire de poser parallèlement des implants pour optimiser la durée de vie des attachements.

La Box ID-PARALLELISOR contient :

- 1 Foret à butée.
- 3 Guides de parallélisme.
- 1 Paralléliseur (instrument articulé).

PROTOCOLE ID-PARALLELISOR

ÉTAPE 1

Procéder au forage à l'aide du foret bague verte perpendiculaire à la basale.



ÉTAPE 2

Insérer la tige du paralléliseur dans l'alvéole qui vient d'être forée. Déplacer l'axe du paralléliseur et forer en passant à travers l'orifice dans le bras du paralléliseur à l'endroit où doit émerger le 2^{ème} implant.



Nouveautés 2017

Les *Aligneurs*

ADF
Stand
3M09



Rendez-vous à l'ADF Stand 3M09,
pour une démonstration.

Avec les aligneurs Smart :

- Vidéo & flyers salle d'attente
- Vidéo 3D du cas traité
- Strips de finition offerts
- Un modèle pédagogique
- Kit de blanchiment offert



546 € TTC

les **10 aligneurs**

→ Cas Slim.

880 € TTC

les **20 aligneurs**

→ Cas Médium.

1 330 € TTC

les **70 aligneurs**

→ Cas complet.

En choisissant
les aligneurs **Smart**
vous bénéficiez de
**l'Accompagnement
et de l'Assistance, de
nos équipes !**



**Vous prenez l'empreinte,
Smart s'occupe du reste...**



CAD-CAM Nouveautés ADF 2017



Marre des standards ?
Découvrez IDCad !


La réponse **CAD-CAM** que
vous attendiez.



Bénéficiez de la **Garantie IDI**
sur votre prothèse **IDCad**.
Et offrez à vos implants la
précision et la fiabilité de la
prothèse numérique.



Rendez-vous à l'ADF Stand 3M09,
pour une démonstration.



- Produits **IDCad** compatibles avec toutes les marques d'implants.
- Adaptés aux logiciels de prothèse numérique les plus utilisés.
- Possibilité d'accompagnement de votre laboratoire pour la conception numérique de vos prothèses.
- Réalisation dans notre Centre d'usinage.



IDI - IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONALE
23/25 rue Émile Zola - 93100 Montreuil
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 70 70 48

Retrouvez l'ensemble de NOTRE OFFRE sur notre site www.idi-dental.com



Commandez par téléphone au 01 48 70 70 48 ou par email : info@idi-dental.com

Les produits présentés dans cette brochure sont des dispositifs médicaux soumis au marquage CE, destinés aux professionnels de santé. Edition septembre 2017, offres valables jusqu'au 31/12/2017, dans la limite des stocks disponibles. Réservées à la France métropolitaine. Photos non contractuelles.