

L'avenir de l'implantologie



Concepteur et fabricant **français** depuis 1987

LA SÉLECTION 2020/2021

CATALOGUE PRODUITS

Stand ADF 3M21

IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL

Concepteur et fabricant **français** depuis 1987

Depuis 1987, **IMPLANTS** DIFFUSION INTERNATIONAL, société française, fabrique des implants dentaires. Nous consacrons une part importante de nos investissements dans la recherche et le développement de nouvelles technologies qui sécurisent votre activité.

Les produits **IDI** sont élaborés et fabriqués en Ile-de-France, par des professionnels qui utilisent tout leur savoir-faire pour satisfaire les praticiens. Nous appliquons une politique rigoureuse de Qualité à tous les stades de fabrication.

SOMMAIRE

	Fauteuil chirurgical.....	p3
NOUVEAUTÉ INDISPENSABLE	Décontaminateur de surface	p4
	Aspirateur buccal	p6
	Décontaminateur de mains	p7
	IDOrtho - Les aligneurs.....	p8
	Scialytique	p10
	Laser diode	p11
	Kart dentaire.....	p12
	Aspirateur chirurgical autonome	p13
	Table pont.....	p14
	Membrane AT.....	p15
NOUVEAUTÉ	Complements osseux	p16
	Moteur BienAir	p18
	Le Foret TURBOdrill ®	p19
	La trousse de comblement osseux	p20
INNOVATION	La trousse de chirurgie guidée	p21
	ID3 La trousse	p22
NOUVEAUTÉ	ID3 L'implant	p23
	L'ID-SPASSOR	p24
	L'ID-PARALLELISOR	p25
	La trousse TURBOdrill ®.....	p26
	ID^{CAM} L'implant.....	p27
	Le CAD/CAM	p28
	ID^{ALL} L'implant.....	p29
	ID^{MAX} L'implant	p30
	L'Ostéosinus	p31
	ID^{BIO} L'implant.....	p32
	ID^{SLIM} L'implant.....	p33
	La lumineothérapie	p34
	Le Rayplicker	p36
	Surblouses coton.....	p37
PROTECTION	Masques type FFP2	p37
	Les Formations	p38
	Commander.....	p39

Fauteuil chirurgical NOUVEAU DESIGN

2190 € TTC



Vous apprécierez la simplicité d'installation de ce Fauteuil de chirurgie, une prise électrique et le tour est joué !

Particulièrement adapté pour la création d'un espace d'orthodontie ou d'implantologie, **il vous permettra d'installer le patient en position allongée.**

Esthétique, fiable et fonctionnel, son prix attractif en fait l'allié de votre développement d'activité.

Encombrement minimum.

Livré avec son siège opérateur.

**LIVRAISON 200 €,
SUR TOUTE LA FRANCE**



DÉCONTAMINATEUR DE SURFACE

ID^eclean

1790 € TTC

Le 1^{er} décontaminateur de surface qui s'intègre à votre Unit.

Un concentré de technologie : Mini, esthétique et efficace !

L' **ID'eclean** a été développé pour se faire discret dans votre cabinet.

- **Pilotage et programmation à distance**,
via une application mobile

- Simple et rapide à installer

L' **ID'eclean** libère un nuage sec, sans gouttelette !

Une pulvérisation vous permettra de sécuriser votre activité.
Votre espace de travail est décontaminé.


Pour une efficacité optimale, lancez un cycle complet de 30 minutes avant de démarrer votre activité.

Il vous préservera des bactéries et virus susceptibles de contaminer l'air de votre espace de travail (Covid-19, HiV, etc.).

Le réservoir de 1,2 litres de l'**ID'eclean** vous assure 5 pulvérisations par semaine.

L'**ID'eclean** se branche à votre compresseur.

GARANTIE 1 AN, sous réserve d'une utilisation et d'un entretien adéquats.



LES ÉQUIPEMENTS

NOUVEAU CONCEPT
Certifié



CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE.

Aspirateur BUCCAL

LE PARTENAIRE DE L'HYGIÈNE EN
CABINET DENTAIRE

1 650 € TTC



Cette station d'aspiration vous permet de travailler sereinement !

Vous travaillez dans un environnement plus propre et plus sain.

ASPIRATION PUISSANTE

Ce dispositif filtre rapidement les pulvérisations, les bactéries et autres substances nocives pendant le traitement (fines gouttelettes de sang, de salives, débris et autres grosses particules), ainsi que **99,97% des aérosols et des odeurs.**

**MAIS CE N'EST PAS SON SEUL INTÉRÊT :
IL PURIFIE L'AIR !**

L'air aspiré est purifié, c'est ensuite un air propre et frais qui est évacué vers l'extérieur.

**Le taux de risque d'infection virale est réduit.
Votre environnement de travail est plus sain.**

Fonctionne sur secteur, 220V.

GARANTIE 1 AN, sous réserve d'une utilisation et d'un entretien adéquats.

DÉCONTAMINATEUR DE MAINS



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE À INFRA-ROUGE

de solution désinfectante

L'atout indispensable pour une rentrée sereine !

On ne peut plus se passer de cet appareil simple à installer.

Le spray diffuse la quantité idéale de solution hydroalcoolique.

- Système anti-goutte.
- Facile à recharger.

Son design épuré se marie avec tous les environnements médicaux.

PIED DESIGN EN ACIER ÉPOXY BLANC,
Hauteur 1,45m.

Vendu avec une recharge de 1,2l.

Fixation murale ou sur son pied - vendu séparément.

Fonctionne avec des piles.



129 € TTC

Le distributeur

270 € TTC

Le support

339 € TTC

L'ensemble support
+ distributeur
soit 60€ d'économie

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

Désinfectante pour les mains

Solution hydroalcoolique **recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'antiseptie des mains (TP01).**

Bidon de 5 litres. *Prix unitaire, vendu par 4.

39 € TTC*



LES ALIGNEURS CLEARCAPS

L'INNOVATION ORTHODONTIQUE

ClearCaps, il n'y a rien à voir !


ClearCaps, dernière innovation en orthodontie, est la solution idéale pour des dents bien alignées.

Les aligneurs **ClearCaps** sont transparents, à peine perceptibles. Ils alignent progressivement les dents de vos patients pour les placer dans la position idéale.

Vous pouvez enfin proposer une solution simple et sûre à vos patients souhaitant un sourire parfait !

Un nouveau jeu d'aligneurs **ClearCaps** vous est envoyé toutes les deux semaines. Chaque aligneur le rapproche de son objectif.

Fait d'un matériau mince et flexible, les aligneurs **ClearCaps** sont plus confortables que les traitements classiques et beaucoup plus hygiéniques car très simples à nettoyer.



clearcapsTM

#Libérezvotresourire

LES ALIGNEURS

Les Aligneurs **ClearCaps** doivent être portés 20 à 22 heures par jour.

Amovibles, votre patient peut les enlever à tout moment, pour manger, se brosser les dents ou brièvement pour un rendez-vous, contrairement à un traitement classique avec des brackets.

Aucune décoloration ou tâches sur les dents une fois le traitement terminé.

Avant de commencer le traitement, un logiciel perfectionné est utilisé pour générer une simulation 3D précise de la progression du traitement : **CapSure™**.

Ce logiciel permet de voir les différentes étapes avant de commencer à utiliser les Aligneurs **ClearCaps**.

Les aligneurs sont conçus par un orthodontiste qui suit votre dossier jusqu'à la fin du traitement.

Forfaits	Tarifs TTC	Nbre d'aligneurs maximum	Empreinte (enlèvement)	Délais de livraison*	Aligneurs supplémentaires
START 1 seul arcade	480 €	10	15,90 € TTC	1 mois	49,55 € TTC
CC7	700 €	14	15,90 € TTC	1 mois	49,55 € TTC
CC14	920 €	28	15,90 € TTC	1 mois	49,55 € TTC
CC+	1450 €	96 (traitement de 2 ans)	15,90 € TTC	1 mois	49,55 € TTC
Capslock (contention)	65 €		15,90 € TTC	7 jours ouvrés	
Aligneur perdu/cassé Hors forfait	30 €				

*Conditions de livraison, si le protocole et le délai de validation sont respectés par le praticien.

*Pour plus d'informations, veuillez consulter nos conditions générales de vente.


- Les Prix n'incluent pas les frais de livraison.

- Les frais de livraison varient suivants les quantités et la destination.

**UN SPECIALISTE À VOTRE ECOUTE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H A 18H !**

Tél : 01 84 60 61 15

Email : ortho@idi-dental.com



LE SCIALYTIQUE ET SON SUPPORT PLAFOND

Le Design en plus...

2290 € TTC

**POUR UNE MEILLEURE
VISION !**



CE MODÈLE OFFRE UN DESIGN ORIGINAL.

**SA POIGNÉE CENTRALE PERMET UNE PRISE EN MAIN AISÉE ET
PLUS HYGIÈNIQUE - AMOVIBLE ET STÉRILISABLE.**

- Variateur d'intensité lumineuse
- Option d'éclairage, blanc, chaud ou froid
- Fixation au plafond, pour un encombrement minimum
- 26 lampes LED

**EXISTE EN VERSION SUR SOCLE,
+590 € TTC**

GARANTIE 1 AN, sous réserve d'une utilisation et d'un entretien adéquats.

LE LASER DIODE

10 W . 980 nm

6590 € TTC



L'utilisation du Laser Diode simplifie la pratique de la chirurgie dentaire ; **inciser, coaguler, stériliser**, grâce à un seul instrument qui permet aussi de réaliser des traitements de **blanchiment et bio-stimulation**. Les Lasers Diode vous permettent d'élargir la gamme des soins proposés.

L'utilisation des Lasers diode réduit le temps de cicatrisation des tissus et la gêne post-opératoire. Elle minimise l'utilisation d'anesthésiques et diminue le temps de traitement. La guérison est rapide et le résultat plus esthétique.

- Fibre fixe avec embouts de différents diamètres : 200 microns, 300 microns et 400 microns
- Embout de biostimulation
- Prisme de blanchiment inclus
- Fonctionne sur secteur et batterie

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES EFFETS RECHERCHÉS D'UN LASER DIODE, LA SIMPLICITÉ EN PLUS !

Laser diode fabriqué en Italie
GARANTIE 3 ANS

PÉDALE SANS FIL

35 PROGRAMMES PRÉ-ENREGISTRÉS

- Intuitif
- Simple d'utilisation

TIMER

- Pour plus de sécurité, extinction dès la fin du traitement

TACTILE

- Écran 10 pouces

Mode d'émission Pulsé - Continu
Fréquence jusqu'à 25khz
Caractéristiques de l'impulsion de 20µsec. à 1sec.
Dispositif médical classe II B
Laser classe IV

LE KART DENTAIRE

Unit mobile, facile à déplacer qui dispose de toutes les fonctions nécessaires à votre activité.



- **CHIRURGIE**
- **ORTHODONTIE**
- **PROTHÈSE**

1790 € TTC

**FONCTIONNEL
UNIT D'APPOINT**

- Modèle pneumatique
- Réglage électrique de la hauteur
- 3 sorties Turbine ou Micromoteur
- Soufflerie Air / Eau
- Blocage des roues
- Encombrement minimum
- Branchement simple et rapide
- Nécessite une prise électrique et une arrivée d'air

GARANTIE 1 AN, sous réserve d'une utilisation et d'un entretien adéquats.

L'ASPIRATEUR CHIRURGICAL AUTONOME



3980 € TTC

NOTRE SÉLECTION

L'aspiration chirurgicale a été validée par notre panel de praticiens.

- Fiable
- Silencieux
- Efficace
- Puissant
- Simple d'utilisation
- Puissance réglable
- Pompe à piston sans huile



Choisissez la Qualité SUISSE

La robustesse de l'aspirateur chirurgical Vacuson 40 n'est plus à démontrer, il ne demande que peu de maintenance. Comme son nom l'indique, l'aspirateur délivre un débit allant jusqu'à 40 litres par minute.

Le Vacuson 40 garantit des performances d'aspiration précises et continues. Il possède un système de Sécurité anti-débordement automatique.



Son robinet à trois voies permet de poursuivre l'intervention même si le 1^{er} conteneur est plein.

Il suffit de basculer l'aspiration sur le second par un simple tour du robinet.

GARANTIE 2 ANS, sous réserve d'une utilisation et d'un entretien adéquats.

LA TABLE PONT

PRATIQUE & SOLIDE

805 € TTC



Cette table pont a été créée pour le milieu hospitalier.

Facile à entretenir.

FABRICATION FRANÇAISE

- Structure en acier - inox médical
- Pieds carrés pour une plus grande résistance
- Plateau en composite

Design élégant

Stand **ADF 3M21**

MEMBRANE DE COLLAGENE AT®

MEMBRANE RÉSORBABLE pour la RÉGÉNÉRATION TISSULAIRE GUIDÉE

Collagène réticulaire avec effet barrière, Antiallergique et Lyophilisé.
La membrane de **COLLAGENE AT®** est fabriquée avec un collagène de haute qualité d'origine équine, soumis à tous les contrôles sanitaires en vigueur.




53 € TTC

La membrane, vendue par boîte de 6, soit 318 € TTC, la boîte.

- Membranes emballées individuellement
- Dimension 22x22mm
- Stérilisées par rayons gamma

- La Micro-rugosité de la surface permet la stabilisation de la membrane sans fil de suture.
- Le produit est emballé en double enveloppes thermo-timbrées assurant ainsi la conservation et le respect de stérilité maximale.

Exemple de Régénération tissulaire guidée en implantologie avec une membrane de COLLAGENE AT® et de l'IDROSSILAPATTE MONOUSO AT®





IDROSSILAPATITE MONOUSO AT®

Idrossilapatite granulaire osteoconductive pour la régénération guidée du tissu osseux en chirurgie dentaire.

Pour obtenir de bons résultats dans la Régénération Guidée des Tissus il faut placer l'**Idrossilapatite Monouso AT®** en dessous de la membrane de **Collagène AT®**.

39,50 € TTC

Le flacon de 1g, vendu par boîte de 2, soit 79 € TTC, la boîte.

29,90 € TTC

Le flacon de 1g, vendu par boîte de 10, soit 299 € TTC, la boîte.

PRINCIPALES APPLICATIONS

IMPLANTOLOGIE : Soulevé du plancher sinusien, ROG post-chirurgicale de la crête

PARODONTOLOGIE : Poches intraosseuses, régénération guidée

ENDODONTOLOGIE : Oblitérations des cavités osseuses péri apicales et alvéolaires

Granulométrie :

- 200-500 microns
- Resorption à partir de 6 mois
- Stérilisé par rayon gamma

Seringue OSSEOGUN®

89 € TTC



Instrument en inox chirurgical (autoclavable) pour transporter le matériau de comblement.

Le produit est collecté dans l'embout de la seringue. Il est ensuite expulsé facilement, grâce à un système de poussoir.



LES COMBLEMENTS OSSEUX

IDROSSILAPATITE MICROMETRICA AT®

49,50 € TTC

Le flacon de 0,5g, vendu par boîte de 2, soit 99 € TTC, la boîte.

**Hydroxylapatite ostéoconductive
à DURCISSEMENT RAPIDE.**



Les micro-irrégularités nanométriques sur la surface de l'**Idrossilapatite Micrometrica AR®** favorise l'ostéoinduction.

PRINCIPALES APPLICATIONS

AUGMENTATION DE LA RÉTENTION PRIMAIRE DES IMPLANTS.

Appliquer sur la surface latérale et à l'extrémité de l'implant.

- Durée d'application de 1 à 3 minutes.
- Durée de consolidation de 4 à 15 minutes.
- Augmentation du couple d'insertion de l'implant jusqu'à 100%.
- Stabilité primaire OPTIMALE dans le tissu osseux de type 3 et 4.



Granulométrie :

- 200-800 microns
- Résorption en 4 à 10 semaines
- Stérilisé par rayons gamma



LE MOTEUR CHIROPRO L



MOTEUR D'IMPLANTOLOGIE LUMIÈRE

Sa réputation n'est plus à faire !

3990 € TTC



FABRICATION SUISSE

- 1 Bloc Moteur
- 1 cordon Moteur
- 1 contre-angle Lumière Micro-série Réducteur 1/20

Moteur dédié à l'implantologie et à la Chirurgie osseuse.

Le Moteur **BienAir Chiropro L**, vous apporte la fiabilité et simplicité d'utilisation nécessaire à la réussite de vos actes de chirurgies orales.

Sa puissance de 70Ncr lui confère une réactivité accrue.

Son Design compact est idéal pour se faire une place même dans les petits espaces.



Stand **ADF 3M21**

GARANTIE 2 ans

LE FORET **TURBOdrill®**


LE FORET LE PLUS ABOUTI DU MARCHÉ

Pour une sécurité accrue et une sérénité incomparable au moment du forage, le TURBOdrill® est l'allié dont vous ne pourrez plus vous passer !

Le **TURBOdrill®** est un foret cylindro-conique à 4 lames dentelées. Il possède une butée fixe "creuse" munie de pales qui lui permettent de fonctionner comme une turbine qui entraîne le liquide d'irrigation le long des lames, jusqu'à la pointe et dans la cavité osseuse. Ce phénomène d'irrigation "intense" optimise le refroidissement du foret et donc du site opératoire.

Le foret **TURBOdrill®** permet un forage jusqu'à 1500 tours/min avec irrigation intense, sans échauffement de l'os.
La butée fixe permet un forage en toute sécurité, et ce, même à vitesse élevée.

→ **189 € TTC**
l'unité



Le **TURBOdrill®** existe en 2 modèles :

- **TURBOdrill®**, pour la pose des implants **ID^{CAM}** et **ID^{BIO}**.
- **TURBOdrill® ID^{ALL}**, pour la pose des implants **ID^{ALL}**.

Compatibilité des forets **TURBOdrill®** avec différents systèmes d'implants cylindro-coniques (se référer aux longueurs et diamètres disponibles).

Plusieurs études montrent que l'irrigation, la pression exercée par le praticien au moment du forage, le temps de forage et plus généralement, l'élévation de température de l'os influent sur l'ostéointégration de l'implant posé. Le foret **TURBOdrill®** joue sur l'ensemble de ces facteurs afin d'optimiser la réussite de la pose et de pérenniser l'implant.



LA TROUSSE DE COMPLEMENT OSSEUX

L'INDISPENSABLE POUR VOS
CHIRURGIES OSSEUSES

490 € TTC

Le traitement de surface de ces instruments améliore considérablement la longévité de ceux-ci.

La trousse de Comblement osseux est composée de 4 instruments essentiels pour vos actes de greffe, soulevé de sinus...



La trousse de comblement osseux est composée de :

- Une précelle,
- Une paire de ciseaux,
- Un fouloir à os,
- Un godet à os lourd qui permet de retenir les produits de comblement sans risque de les renverser.



LA TROUSSE DE CHIRURGIE GUIDÉE

Avec l'IDGuide, poser des implants n'a jamais été aussi simple !

4990 € TTC

Le kit de chirurgie guidée **IDGuide®** présente tous les atouts nécessaires pour assurer la précision et la prévisibilité de la mise en place guidée des implants :

- Simplicité d'utilisation.
- Irrigation et refroidissement de l'os pendant toutes les étapes de forage grâce à la morphologie innovante des forets.



BUTÉE RÉDUITE

GORGES D'IRRIGATION

PROFLEUR D'OS

PARTIE FORANTE À 4 GORGES FAVORISANT L'ÉLIMINATION DES COPEAUX OSSEUX

- Réglage de la hauteur et auto-blocage du porte implant lors de la mise en place de l'implant.



PORTE IMPLANT

REPÈRES DE PROFONDEURS

REPÈRES DE CAMES

DENTS POUR L'AUTOBLOCAGE DE LA DOUILLE

Une ergonomie pensée pour améliorer le confort.

L'**IDGuide®** offre de nombreuses possibilités chirurgicales reproductibles :

- La technique One Drill (chirurgie semi-guidée).
- La technique All Drill (chirurgie guidée complète).
- Les guides à appuis dentaires.
- Les guides à appuis muqueux ou osseux.




LES TROUSSES



LA TROUSSE ID3

L'atout indispensable pour une pose d'implant efficace et simplifiée

1 690 € TTC



**FORET TURBODRILL®
A BUTÉE CREUSE**
pour allier Sécurité
et Irrigation

Une trousse complète qui réunit vos outils pour la gestion de la Chirurgie et celle de la Prothèse.

Stand **ADF 3M21**

Découvrez l'implant **ID3**
et ses applications




ID3

L'IMPLANT DE Ø3.1

Le physique d'une brindille, la résistance d'un rocher !

→ **149** € TTC
l'unité



Notre gamme prothétique esthétique galbée et les vis de cicatrisation homothétiques respectent la physiologie de la gencive, et permettent des réalisations naturelles. Pour cet implant étroit avec son filetage interne de 1,4mm, une véritable prouesse technologique a été réalisée, le rendant d'une fiabilité exceptionnelle.

Disponible en 5 longueurs :

6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 15mm

La pose se réalise avec la technologie TURBOdrill et sa gamme de forets à butée et irrigation intense déclinée pour l'ID3.

A situation exceptionnelle, implant exceptionnel !

Rien de pire pour vous que d'être dans l'impossibilité de soigner un patient dont la crête est trop fine ou pour des cas où l'espace interdentaire est trop étroit. Nous avons la solution, l'**ID3** est la réponse que vous attendiez.

INTERVENTION MOINS TRAUMATIQUE

Son design et son matériau le rendent aussi résistant qu'un implant standard*

RÉSISTANCE MAXIMALE

Un véritable cône morse de 2,5° avec un ancrage à 6 cames pour une stabilité prothétique sans faille !

Recommandé pour les incisives latérales et dans les réalisations plurales, en le solidarisant à d'autres implants.



*Dans le cadre d'une utilisation adaptée. L'**ID3** est indiqué dans le cas d'incisives latérales et pour les réalisations plurales solidarisées.

L' ID-SPASSOR

Pour gérer efficacement le volume de chaque dent prothétique.

679 € TTC



GUIDE D'ESPACEMENT

6 guides de Ø4,5mm jusqu'à Ø12mm.



FORET POINTEUR «GUIDE»

Les forets pointeurs «guides» sont destinés à la création d'un pré-forage en vue de la pose d'un implant positionné parfaitement au centre de la future dent prothétique.

Le guide d'espacement matérialise le parfait volume de la dent prothétique.

Protocole ID-SPASSOR

ÉTAPE 1



Utiliser le foret pointeur adapté à l'espace mésio-distal de la dent et se coller à la paroi des dents protagonistes, puis forer.

ÉTAPE 2



Retirer le foret pointeur et le remplacer par le guide d'espacement du même code couleur.

1. Forer à l'aide du foret pointeur

2. Insérer le guide d'espacement




L' ID-PARALLELISOR

Pour plus de précision, cette ID'BOX guide vos poses d'implants.

449 € TTC

Cette box est indiquée lorsqu'il est nécessaire de poser parallèlement des implants pour optimiser la durée de vie des attachements et faciliter l'insertion d'un appareil amovible.





Protocole ID-PARALLELISOR

ÉTAPE 1

Procéder au forage à l'aide du foret bague verte perpendiculaire à la basale.

ÉTAPE 2


Insérer la tige du paralléliseur dans l'alvéole qui vient d'être forée. Déplacer l'axe du paralléliseur et forer en passant à travers l'orifice dans le bras du paralléliseur à l'endroit où doit émerger le 2^{ème} implant.




LA TROUSSE TURBODRILL®

Choisissez l'excellence pour vos poses d'implants

4185 € TTC



FORET À BUTÉE CREUSE
TURBODRILL®



FORET SANS BUTÉE AVEC
STRIES DE PROFONDEUR
pour les sites accidentés

Pour la pose
des implants
ID^{CAM} et ID^{BIO}



REFROIDISSEMENT
OPTIMAL DANS LA
CAVITÉ OSSEUSE
grâce aux forets
TURBODRILL®


Stand ADF 3M21

L'IMPLANT ID^{CAM}

L'implant à l'aise dans toutes les situations !

→ **147** € TTC
l'unité

L'ID^{CAM} sait tout faire, il est adapté à la majorité des cas de figures que vous rencontrerez. Son système prothétique Cône Morse et Tube'n'Tube vous apportera toutes les réponses prothétiques.



Switching
Cone

Spires Hautes
Condensantes

Gorge
Anti-dévisage

Spires Basses
Auto-forantes

L'ID^{CAM} présente une forme cylindro-conique, c'est l'implant polyvalent par excellence de la gamme IDI. Il vous séduira par sa simplicité d'utilisation.

Il est recommandé de le poser à 1,5mm sous crestal.

EN PARTIE HAUTE, SES SPIRES ESPACÉES DE 0,8MM LUI CONFÈRENT UNE STABILITÉ PRIMAIRE EXCEPTIONNELLE.

Il possède à l'instar de l'ID^{ALL} un véritable **Cône Morse d'une conicité de 2,5°.**

Comme l'ensemble des implants de la gamme IDI, l'ID^{CAM} revêt l'état de surface SMATiO², éprouvé depuis 1987.

LES 2 SYSTÈMES PROTHÉTIQUES, CÔNE MORSE ET TUBE'N'TUBE, développés pour nos gammes d'implants bénéficiant d'un ancrage à 6 Cames, lui confèrent une grande flexibilité en terme de réalisation prothétique.

Disponible en 4 longueurs : 8mm / 10mm / 12mm / 15mm,
et en Diamètre 3.7mm / 4.2mm / 5.2mm.

La pose se réalise avec la technologie TURBOdrill
et sa gamme de forets à butée et irrigation intense
déclinée pour l'ID^{CAM}.






LE CAD/CAM AVEC

Le numérique by IDI

IDCaD, le centre d'usinage qui accompagne les prothésistes et les Chirurgiens-Dentistes dans leurs réalisations numériques.

Nous designons et fabriquons selon vos besoins.

Notre centre d'usinage à la pointe de la technologie numérique vous accompagne pour atteindre l'excellence dans vos réalisations prothétiques.



Le catalogue IDI vous propose un large choix de pièces prothétiques numériques, pour des réalisations pointues.

Logiciel CAD/CAM :

- 3shape • Exocad
- Blueskyplan



**BARRE USINÉE
DE 2 À 4 IMPLANTS
OU
DE 6 À 8 IMPLANTS**



**BARRE USINÉE
TRANSVISSÉE**



BRIDGE ZIRCONE



INLAYCORE

Stand ADF 3M21


Contact IDCad : 01 48 70 44 56

L' IMPLANT ID^{ALL}

L'implant qui ne laisse rien au hasard !

→ **237** € TTC
l'unité

L'ID^{ALL} est l'implant qui a misé sur l'excellence à tous les niveaux.



Etat de surface SMATiO²

Disponible en 5 longueurs : 8mm / 10mm / 12mm / 15mm / 18mm,
et en Diamètre 3.8mm / 4.2mm / 5.2mm.

La pose se réalise avec la technologie TURBOdrill
et sa gamme de forets à butée et irrigation intense
déclinée pour l'ID^{ALL}.

L'ID^{ALL} rassemble tout ce qui se fait de plus performant sur le marché : connexion cône Morse, ancrage à 6 cames, col poli miroir, switching platform, double twist, catch base...

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE QUI S'APPUIE SUR DE MULTIPLES ÉTUDES SCIENTIFIQUES.

Il a été développé sur le concept **1 FORET = 1 IMPLANT** qui réduit considérablement la durée de l'acte, réduit l'élévation de température de l'os et s'avère moins traumatique.

Géométrie fuselée et autotaraudante qui supporte jusqu'à 75N.cm au vissage.

Ses gorges anti-dévisage, ses spires Double Twist et son apex Catch Base lui permettent de s'ancrer sur des sites délabrés.

Adapté pour une pose en post extractionnel avec mise en charge immédiate.

Son col poli-miroir gold améliore le contact gencive/implant et l'esthétique transgingival.

UN VÉRITABLE CÔNE MORSE DE 2,5°




L'IMPLANT ID^{MAX}

Le doyen des implants IDI qui n'a rien à envier aux petits nouveaux !

→ **173** € TTC
l'unité

L'ID^{MAX} prouve depuis plus de 20 ans qu'il est un incontournable, facile à manier.



L'ID^{MAX} présente une faible conicité et un col en forme de tulipe qui le rendent **PARFAITEMENT INDICQUÉ POUR LES SOULEVÉS DE SINUS.**

SA GÉOMÉTRIE EXTERNE

Ses spires profondes de 0,3mm limitent la compression de l'os.

Son col poli-miroir Gold est adapté au tissu parodontal.

SA GÉOMÉTRIE INTERNE

Il bénéficie d'un hexagone interne surmonté d'une gorge de stabilisation prothétique et d'une large plateforme pour stabiliser les pièces prothétiques et limiter les risques de dévissage.

Son ancrage hexagonal permet de répondre à toutes les attentes prothétiques.

Stand ADF 3M21

Disponible en 5 longueurs :

6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 15mm,
et en Diamètre 4.4mm / 4.9mm / 6mm.

La pose se réalise en utilisant la trousse RBS 3 et ses forets cylindriques à butée de sécurité dédiés à l'ID^{MAX}.

L'OSTÉOSINUS

3681 € TTC


Le soulevé de sinus en toute sérénité

L'Ostéosinus® est la technique la plus aboutie pour l'élévation de sinus par voie crestale. Cette technique permet d'effectuer une greffe de sinus et de poser les implants dans la même séance, en toute sécurité.



Cette technique d'élévation du plancher sinusien par voie crestale, moins traumatisante, donne des résultats équivalents au soulevé de sinus par voie latérale.

Cette évolution n'a été possible que par application à tous les stades chirurgicaux de la butée de sécurité, largement éprouvée par plus de vingt années d'expérience acquise grâce aux forets à butée RBS et présente sur les instruments de la trousse d'Ostéosinus.



Utiliser le foret Forsinus de la longueur adéquate. Utiliser le Diskosinus en rotation lente avec un mouvement circulaire pour élargir la base osseuse sous-sinusienne et lui donner une plus grande élasticité lors de l'effraction. Remplir le puit de forage avec un matériau de comblement. Utiliser un Rectisinus ou Angulosinus, suivant le site à traiter, monté sur l'Ostéosinus, et impacter. Cette opération soulèvera la muqueuse sinusale en douceur sans effraction. Placer l'implant et attendre 8 mois pour l'ostéointégration.



Découvrez
la technique
Ostéosinus,
en scannant
le Qr Code.

Brevetée depuis + de 15 ans
l'Ostéosinus® vous permettra
d'offrir une nouvelle réponse
à vos patients.




L'IMPLANT ID^{BIO}

La géométrie de l'implant ID^{BIO}, plébiscitée par le monde de l'implantologie, en fait un implant universel.

→ **136** € TTC
l'unité

Que vous soyez un poseur aguerri ou un débutant, vous serez séduit par sa facilité d'utilisation.




L'ID^{BIO} présente une conicité importante qui permet de limiter les contacts avec les racines proximales.

SA GÉOMÉTRIE INTERNE

Il possède un ancrage à hexagone interne traditionnel.

SON SYSTÈME PROTHÉTIQUE

Complet et simple d'utilisation, il vous permettra des réalisations diversifiées et toujours fiables.



Disponible en 4 longueurs : 8mm / 10mm / 12mm / 15mm, et en Hauteur 3.5mm / 4mm / 5mm.


La pose se réalise en utilisant la trousse RBS C et ses forets cylindro-coniques à butée de sécurité dédiés à l'ID^{BIO}.

L'IMPLANT ID^{SLIM}

Le mini-implant temporaire qui vous simplifie la vie !

→ **74** € TTC
l'unité

L'ID^{SLIM} est le plus étroit de la gamme IDI avec son diamètre de 2.8mm.



L'ID^{SLIM} vous séduira par sa mise en oeuvre simplifiée. Une réponse idéale pour la stabilisation de prothèses amovibles.

Un implant cylindrique pénétrant, à larges spires qui lui confèrent une excellente stabilité.

L'ID^{SLIM} est un implant monobloc, le système prothétique qui lui est dédié a été largement simplifié : Boitier O'ring ou Faux-moignon à sceller.

Grâce à l'ID^{SLIM}, vous proposez à vos patients une solution efficace, moins onéreuse, qui limite le traumatisme.

Sa mise en oeuvre, élémentaire, ne nécessite qu'un seul foret.

L'ID^{SLIM} permet de pratiquer la méthode flapless, peu invasive (grâce à des spires très coupantes et profondes), ou la méthode, dite traditionnelle, incision et décollement.

Disponible en 5 longueurs :
8mm / 10mm / 12mm / 15mm / 18mm,
et 3 hauteurs de col esthétique :
1.5mm / 3 mm / 5mm

Une mini-trousse simplifiée a été développée pour une pose simple et efficace de l'ID^{SLIM}





Développé et fabriqué en France.

À LA LOCATION

Contactez-nous pour plus d'informations

LA LUMINOTHÉRAPIE

LE DENTAPULSE, UN CONCEPT EXCLUSIF, INDOLORE ET NON INVASIF QUI AMÉLIORE ET POTENTIALISE VOS ACTES DENTAIRE.

Limiter la douleur avec la luminothérapie médicale - Booster la consolidation et la cicatrisation osseuse



Antalgique



Anti-Inflammatoire



Cicatrisant

LES UTILISATIONS DU DENTA PULSE SONT MULTIPLES

- Régénération tissulaire et osseuse
- Propriétés cicatrisantes
- Propriétés anti-inflammatoires
- Propriétés antalgiques
- Indolore, non-invasif et sans effet secondaire
- Technique reconnue et approuvée
- Synergie d'émissions utilisant les dernières avancées technologiques

UNE AVANCÉE TECHNOLOGIQUE

- Dispositif innovant
- Ergonomie pensée pour des soins 100% mains libres
- 50 programmes préétablis pour des soins rapides et efficaces
- Modules autonomes à disposition au domicile du patient
- Diversification des soins proposés
- Gain de temps sur chaque type de soins
- Optimisation des soins de vos patients

LES ÉQUIPEMENTS

ERGONOMIE INTELLIGENTE



ANTI-INFECTIEUX
CONSOLIDATION OSSEUSE
RÉGÉNÉRATION TISSULAIRE
ANTI-INFLAMMATOIRE
CICATRISATION

ARCADE PHOTONIQUE



QU'EST CE QUE LA PHOTOBIMODULATION ?

La Photobiomodulation correspond à l'ensemble des effets biologiques non thermiques et non cytotoxiques provoqués par l'exposition des tissus à des sources de lumière dans le visible et le proche-infrarouge.

Ils sont provoqués autant par des sources lumineuses de type LED que par des diodes lasers de faible puissance (Soft Laser). Leurs effets ont fait l'objet de nombreuses publications scientifiques.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES



Le Dentapulse avec sa synergie d'émissions : un laser froid nano-pulsé transmagnétique, de l'infrarouge et un balayage du spectre visible, représente une évolution importante du concept de LLLT.

Cette innovation permet d'obtenir un effet bio-stimulant sur les tissus vivants, en superficie et/ou en profondeur.

MODULES AUTONOMES POUR PATIENTS



LA LUMINOTHÉRAPIE, LES APPLICATIONS DANS LE DENTAIRE ?

Antalgique • Orthodontie • Abscesses • Névralgies faciales • Troubles de l'ATM • Bruxisme

Préparation et post opératoire • Cicatrisation • Régénération du tissu osseux • Préparation à la pose d'implants • Maladies endo-parodontales

Anti-inflammatoire • Mucites buccales • Soins dentaires (pré et post) • Gingivites • Aphthes

LES ÉQUIPEMENTS



LE RAYCLICKER

RÉVOLUTIONNEZ
LA PRISE DE TEINTE !

2990 € TTC

Le Rayclicker™ est l'outil CONNECTÉ qui va rendre vos prises de teinte simples et ULTRA précises !

Le Rayclicker vous garantit une prise de teinte dentaire de qualité déterminant la luminosité, la saturation, la chromaticité et la translucidité d'une dent.

Accompagnée de son logiciel, cette solution révolutionne le protocole d'acquisition et de transmission des paramètres esthétiques d'une dent, sans dégradations et sans interprétations subjectives aux laboratoires.

Le logiciel associé vous permet de centraliser les données patients. Il vous assure la traçabilité de la prise de teinte à la fabrication de la prothèse.

HYGIÈNE • Gains de protection, embouts de calibration stérilisables

SIMPLICITÉ • Une ergonomie et des interfaces conçues pour que la prise de teinte soit intuitive.

La calibration est automatique et réalisée simultanément à la prise de teinte.

PRÉCISION • Analyse ultra précise au pixel près.

ERGONOMIE • Écran tactile, tête de mesure miniaturisée.

RAPIDITÉ • Analyse couleur complète en quelques secondes.

FIABILITÉ • Technologie brevetée offrant objectivité et répétabilité.



Stand **ADF 3M21**

Possibilité d'établir vos fiches de prothèses depuis le logiciel :

- Prothèse conjointe
- Prothèse adjointe
- Implantologie

LES SUR-BLOUSES EN VOILE DE COTON

Fabrication française

Nos blouses fabriquées en France, en voile de coton, vous permettent de protéger vos patients, vos équipes et vous-même.

Légère et confortable, elles représentent une solution économique aux nécessités d'hygiène et d'asespie.

13 € TTC*

- En voile de coton pour plus de confort
- Lavable en machine à 60°
- Testées sur plus de 20 lavages

*Prix unitaire TTC, vendues par pack de 5, coloris selon arrivage.



FABRIQUÉES
EN FRANCE.

LES MASQUES TYPE FFP2

Homologué

L'indispensable de votre rentrée pour être bien protégé et rassurer vos patients !

2,45 € TTC*

*Prix unitaire TTC, vendus par 50 minimum.



LES FORMATIONS AiiO

Notre partenaire Formations.

UN ORGANISME DE FORMATION EN IMPLANTOLOGIE ORALE RECONNU DEPUIS 2001.

Depuis près de 20 ans l'AiiO – Académie Internationale d'Implantologie Orale forme à l'implantologie orale et répond de façon tangible aux questions et attentes des praticiens désireux de suivre **des formations pratiques de haut niveau.**



NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS

- ➔ **Implantologie orale • 5 jours**
- ➔ **Prothèse sur implants • 2 jours**
- ➔ **Hygiène & Asepsie • 1/2 journée**
- ➔ **Soulevé de sinus • 1 jour**
- ➔ **Parodontologie • 2 jours**
- ➔ **Luminothérapie • 1 jour**
- ➔ **Ortho - Les aligneurs • 1 jour**
- ➔ **Laser diode • 1 jour**

➔ **POSE D'IMPLANTS SUR PATIENTS et TRAVAUX PRATIQUES,** dans notre **CENTRE DE FORMATION ENTièrement ÉQUIPÉ** et dédié au dentaire.

FORMATIONS VALIDÉES PAR UN CERTIFICAT.

COURS INTERACTIFS

Organisme de formations référencé DATAdock.

Nos formations mettent l'accent sur une approche concrète et pratique de ces disciplines.



AiiO 25/23 rue Emile Zola 93100 Montreuil
FRANCE

Tél. : + 33 (0) 1 42 87 83 02 - Email : contact@aio.fr

www.AiiO.fr

POUR COMMANDER

Plusieurs options pour passer votre commande :



- par téléphone : **01 48 70 70 48**



- En contactant directement votre commercial **IDI**



- via notre site eshop : **www.idishop.fr**

Vous pouvez également nous contacter :



- par email : **info@idi-dental.com**



IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONALE
23/25 rue Emile ZOLA - 93100 Montreuil FRANCE

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEL ESHOP

www.idishop.fr





IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL

Concepteur et fabricant **français** depuis 1987

www.idi-dental.com