


Nouveau scanner intraoral de Shining3D

# Aoralscan 3



JUST SCAN IT

22<sup>mm</sup>

Plus grande profondeur de balayage

Aoralscan 3 est adapté aux divers scénarios cliniques

Single Arch  
25<sup>s</sup>

Scan plus rapide

La vitesse de numérisation est 30% plus rapide que la dernière génération grâce à la technologie de numérisation radicalement améliorée d'Aoralscan 3





SHINING 3D®

Go Digital with SHINING 3D

Capturez des impressions numériques en temps réel.

Sa rapidité et sa précision vous offre une expérience de numérisation exceptionnelle.



# Découvrez Aoralscan 3

Démarrez votre flux de travail numérique avec une solution numérique au fauteuil très efficace.

Dites bonjour au tout nouveau scanneur intraoral de SHINING 3D, Aoralscan 3 ! Exceptionnel, intelligent et élégant, Aoralscan 3 améliore l'expérience clinique globale. Il permet aux utilisateurs d'acquérir facilement des impressions numériques nettes, de manière plus rapide et plus précise.

De plus, l'Aoralscan 3 est doté d'un large éventail de fonctions intelligentes différentes, garantissant une expérience au fauteuil plus confortable et une collaboration clinique-laboratoire efficace.

**Conception ergonomique pour une prise en main optimale**

**Indicateur LED Dynamique ED**


**Anti-buée automatique**

**Autoclavable (100 fois)**


**Contrôle par un seul bouton**  
**Contrôle de la détection des**

**Poids léger: 240g**


**Deux types d'embouts**



**Nouvelle interface utilisateur**  
Interface plus soignée et plus conviviale  
Flux de travail plus flexible



**Scanner AI**  
Identifie et filtre automatiquement les données inutiles sur les tissus mous pendant la numérisation, ce qui permet d'obtenir une numérisation plus rapide et plus propre.



**Détection de mouvement**  
Les dentistes peuvent numériser avec un contact minimal avec l'ordinateur, ce qui garantit une expérience de numérisation sûre et efficace.