



# **OWANDY-10S**

COMMUNICATION MADE EASY  
SCANNER INTRAORAL 3D

# OWANDY-105

## UNE EXPÉRIENCE SANS ÉGALE

Design compact  
Aucune calibration  
Boutons Duo Scan  
Fonction Joystick

## PERFORMANCE

20 secondes arcade  
complète 60 arcades  
et mordu  
Précision  
Couleurs  
« True-to-life »

## UNE TECHNOLOGIE WIRELESS À LA POINTE

Chargement sans-fil  
Aucune latence  
Jusqu'à 2 heures de scan  
sans interruption  
Mode veille et  
activation rapide

## LOGICIEL PUISSANT

Écosystème d'applications  
100% Cloud  
Lecture des modèles  
3D en ligne  
Fonctionnalités I.A.  
Intégrées





## Précision 20 $\mu\text{m}$

La combinaison de technologies de pointe, de logiciels puissants et de profondeur de champ permet une précision de 20  $\mu\text{m}$ , parmi les meilleures dans l'industrie.



## Technologie True-Color

Des algorithmes à la pointe capturent et recréent des couleurs fidèles à la réalité.



## Aucune Calibration

Leader dans l'industrie des scanners, il élimine le besoin de calibration.



## Technologie Fast-Scan

Réalisez un scan d'arcade complète en 20 secondes.



## Bouton Duo Scan


Plus besoin d'enlever vos gants pour tourner votre appareil et continuer le processus de numérisation.



## Mode Joystick

Profitez d'une expérience fluide et d'un flux de travail plus hygiénique du début à la fin sans avoir à toucher l'ordinateur.





## Équipement recommandé

	DESKTOP	LAPTOP
CPU	9 <sup>th</sup> Generation Intel® Core™ i7-9700 AMD Ryzen™ 7 2700	10 <sup>th</sup> Generation Intel® Core™ i7-10870H AMD Ryzen™ 7 PRO 4750U
RAM	32 GB	
Graphics*	NVIDIA GeForce TX 1660 6GB	
Disk	1 TB SSD	
OS	Win 10 (build 18362+) / Win 11, 64 bit	

## Spécificités techniques

		OWANDU-IOS WIRELESS	OWANDU-IOS
PIÈCE À MAIN	DIMENSIONS	248 * 48 * 37 mm	175 * 49 * 39 mm
	POIDS	245 g (avec batterie)	198 g
SCAN	PRÉCISION	20 µm	
	CHAMP VISUEL	16 * 14 mm (L)	
		12 * 12 mm (S)	
CAPTURE	BOUTONS DUO SCAN		
EMBOUT	TAILLE	22 * 18 mm (L)	
		18 * 16 mm (S)	19 * 17 mm (S)
	AUTOCLAVABLE	JUSQU'À 180 FOIS 134°C 4 MINS	
BATTERIE	DURÉE SCAN	120 MIN	N/A
	CHARGEMENT	WIRELESS	N/A
CALIBRATION	AUCUNE CALIBRATION		

\*NVIDIA graphics cards have full support, while other manufacturers' cards may lack certain advanced features.



Collaborez avec votre labo  
 Exportez vos impressions  
 Format Exocad

## Applications disponibles



Version filaire disponible  
 Précision 20  $\mu\text{m}$   
 Seulement 198 g  
 Câble USB de type C  
 disponible dans le commerce



# DIGITAL WORKFLOW OWANDY RADIOLOGY

UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS

