



L'innovation
orthodontique



clearcaps™

#Libérezvotresourire

ClearCaps, il n'y a rien à voir


ClearCaps, dernière innovation en orthodontie, est la solution idéale pour des dents bien alignées.

Les aligneurs ClearCaps sont transparents, à peine perceptibles. Ils alignent progressivement les dents de vos patients pour les placer dans la position idéale.


Vous pouvez enfin proposer une solution simple et sûre à vos patients souhaitant un sourire parfait !

Un nouveau jeu d'aligneurs ClearCaps vous est envoyé toutes les deux semaines. Chaque aligneur le rapproche de son objectif.


Fait d'un matériau mince et flexible, les aligneurs ClearCaps sont plus confortables que les traitements classiques et beaucoup plus hygiéniques car très simples à nettoyer. Votre patient peut les enlever pour se brosser les dents et passer le fil dentaire, en toute sérénité.




Chevauchement




Diastrème



Ligne médiane



Articulé inversé





Les Aligneurs **ClearCaps** doivent être portés 20 à 22 heures par jour.

Comme ils sont amovibles, votre patient peut les enlever pour manger, pour se brosser les dents ou brièvement pour un rendez-vous, contrairement à un traitement classique avec des brackets. Aucune décoloration ou taches sur les dents une fois le traitement terminé.

Avant de commencer le traitement, un logiciel perfectionné est utilisé pour générer une simulation 3D précise de la progression du traitement : **CapSure™**. Ce logiciel permet de voir les différentes étapes avant de commencer à utiliser les Aligneurs **ClearCaps**. 😊



Téléchargez vos photos sur



clearcaps.fr



Examiner




Scanner



Bouger



Briller





Tél. : +33 (0)1 84 60 61 15
Email : ortho@idi-dental.com



clearcaps™

#Libérezvotresourire





#Libérezvotresourire



Les Alineurs ClearCaps sont fabriqués sur mesure et sont conformes aux dispositions de la Directive du Conseil MDD 93/42 / ECC, aux exigences essentielles de l'Annexe I et aux exigences de l'Annexe VIII pour les dispositifs sur mesure. ClearCaps et le logo ClearCaps sont des marques déposées. Copyright © 2018 CC Ortho Technology Limited. Tout droit réservé.
Distribué par la société IDI, spécialiste du dentaire depuis 1987.



23/25 rue Emile ZOLA
93100 Montreuil FRANCE

IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL

Tél. : +33 (0)1 84 60 61 15
Email : ortho@idi-dental.com

www.idi-dental.com