


L'avenir de l'implantologie

Concepteur et fabricant **français** depuis 1987



L'INCROYABLE IMPLANT
CÔNE MORSE



ID3

RÉFÉRENCES GAMME ID3



CERIB 130008

www.idi-dental.com

TROUSSE^{ID3} DISPONIBLE

IMPLANT ID3 Ø3 (PLATE-FORME Ø3,2 MM)*

	Longueur 6 mm	IDC0630
	Longueur 8 mm	IDC0830
	Longueur 10 mm	IDC1030
	Longueur 12 mm	IDC1230
	Longueur 15 mm	IDC1530

* Vendu avec vis de fermeture et vis de cicatrisation

TRANSFERTS D'EMPREINTE

	Pick-up + Vis (203P)	203
	Ciel fermé + Vis (203M)	203F

FAUX-MOIGNONS (+ Vis)

	Faux-moignon droit HT.** 1,5 mm	C30001P
	Faux-moignon droit HT.** 3 mm	C30003Q
	Faux-moignon droit HT.** 5 mm	C30005Q
	Faux-moignon angulé 15° HT.** 1,5 mm	C30151P
	Faux-moignon angulé 15° HT.** 3 mm	C30153Q
	Faux-moignon angulé 15° HT.** 5 mm	C30155Q
	Faux-moignon angulé 23° HT.** 1,5 mm	C30231P
	Faux-moignon angulé 23° HT.** 3 mm	C30233Q
	Faux-moignon angulé 23° HT.** 5 mm	C30235Q
	Vis de transfixation spécifique ID3	3202

MANCHONS CALCINABLES

	Manchon calcinable rotationnel ID3	240
	Manchon calcinable rotationnel ID3 + Vis (3201)	240S

EXTRACTEURS DE FAUX-MOIGNON

	Extracteur Faux-moignon court L.24	EX16C
	Extracteur Faux-moignon long L.32	EX16L

VIS

	Vis de fermeture	0112
	Vis de cicatrisation Conique Ø4,2 H 3,5	P
	Vis de cicatrisation Conique Ø4,2 H 6	Q
	Vis de cicatrisation Conique Ø3,6 H 5	O
	Vis de cicatrisation Cylindrique Ø3,3 H 4,5	M
	Vis de cicatrisation Cylindrique Ø3,3 H 2,5	N



Ne surtout pas dépasser un couple de serrage de 17 N.cm MAXIMUM !

ANALOGUE

	Analogue d'implant + vis (0233)	IDC3
---	---------------------------------	------



Bien visser la vis avant de couler le modèle en plâtre.

FORETS DENTAIRES

	Foret dentaire L6 Ø2	620N
	Foret dentaire L8 Ø2	820N
	Foret dentaire L10 Ø2	1020N
	Foret dentaire L12 Ø2	1220N
	Foret dentaire L15 Ø2	1520N
	Foret dentaire L6 Ø2,8	0628TD
	Foret dentaire L8 Ø2,8	0828TD
	Foret dentaire L10 Ø2,8	1028TD
	Foret dentaire L12 Ø2,8	1228TD
	Foret dentaire L15 Ø2,8	1528TD

** HT. : Hauteur Transgingivale

TOURNEVIS HEXAGONAL PROTHETIQUE ID3

	Hexagone 1,24 mm manuel et clé à cliquet L.22 mm	0016
	Hexagone 1,24 mm manuel et clé à cliquet L.26 mm	M116
	Hexagone 1,24 mm manuel et clé à cliquet L.30 mm	0116
	Embout queue dentaire Hexagone 1,24 mm L.22 mm	1016
	Embout queue dentaire Hexagone 1,24 mm L.30 mm	1116

BOITIER POUR ATTACHEMENTS SPHÉRIQUES

	Attachement sphérique O'ring Hauteur 3,5 mm Øextérieur 5 mm	0122
	Joint nitrile souple (blanc)	0120NB
	Joint torique pour attachement o'ring <i>medium</i> (rouge)	0120SR
	Joint torique pour attachement o'ring <i>strong</i> (noir)	0120NN

ATTACHEMENTS SPHÉRIQUES

	Attachement sphérique ID3 hauteur 1 mm	222301
	Attachement sphérique ID3 hauteur 2,5 mm	222302
	Attachement sphérique ID3 hauteur 4 mm	222304
	Attachement sphérique ID3 hauteur 6 mm	222306

SYSTEME IDLOC ID3

	Pilier IDLoc ID3 HT.** 1 mm	L3001
	Pilier IDLoc ID3 HT.** 2,5 mm	L3002
	Pilier IDLoc ID3 HT.** 4 mm	L3004
	Pilier IDLoc ID3 HT.** 6 mm	L3006
	Partie femelle (locator) Ø6 mm épaisseur 2,5 mm	LOCFEM

TOURNEVIS PORTE-IMPLANT

	Tournevis porte-implant ID3 court L. 22	0036
	Tournevis porte-implant ID3 long L.30	0136
	Tournevis à queue dentaire porte-implant ID3 court L.22	1036
	Tournevis à queue dentaire porte-implant ID3 long L.28	1136

ÉLÉMENTS POUR LE NUMÉRIQUE

ANALOGUE D'IMPLANT

	Analogue d'implant repositionnable + vis (0233)	IDC3
---	---	------

SCANBODY POUR IMPLANT ID3

	Scanbody pour implant ID3	SB3
---	---------------------------	-----

TIBASES NUMÉRIQUES

	Tibase conique ID3 HT.** 0,5 mm + Vis (3202)	TC300
	Tibase conique ID3 HT.** 2 mm + Vis (3202)	TC302
	Tibase conique ID3 HT.** 4 mm + Vis (3202)	TC304
	Tibase IDUnit + Vis (3200)	TU3



Pensez à utiliser vos tibases numériques pour la réalisation de vos prothèses provisoires.

BLOC PRÉ-USINÉ

	Premilled L.15mm type M	PM3C12M
	Premilled L.20mm	PM3C12

** HT. : Hauteur Transgingivale

PILIERS IDUNIT DROITS ET ANGULÉS

	IDUnit ID3 droit HT.** 1 mm	U3001
	IDUnit ID3 droit HT.** 2,5 mm	U3002
	IDUnit ID3 droit HT.** 4 mm	U3004
	IDUnit ID3 droit HT.** 6 mm	U3006
	IDUnit ID3 angulé 20° HT.** 1,5 mm	U3021
	IDUnit ID3 angulé 20° HT.** 3 mm	U3023
	IDUnit ID3 angulé 30° HT.** 1,5 mm	U3031
	IDUnit ID3 angulé 30° HT.** 3 mm	U3033
	Vis de transfixation pour IDUnit ID3 angulé Ø1.4mm	3201
	Vis de fixation prothèse sur pilier IDUnit Ø1.6mm	3200
	Tibase IDUnit + Vis (3200)	TU3
	Pilier calcinable IDUnit + Vis (3200)	336SE
	Pilier provisoire IDUnit + Vis (3200)	334SE

TRANSFERTS D'EMPREINTE IDUNIT ID3

	Ciel fermé	321E
	Pick-up	322E
	Scanbody IDUnit Ø1.6	321PE

EXTRACTEUR IDUNIT ID3

	Extracteur pour IDUnit angulé L.22	EX16U
---	------------------------------------	-------

ANALOGUE IDUNIT ID3

	Analogue	333E
---	----------	------

VIS DE CICATRISATION IDUNIT ID3

	pour IDUNIT ID3	330E
---	-----------------	------



LA TROUSSE CHIRURGIE ET PROTHÈSE ID3 EST DISPONIBLE



23/25 rue Emile ZOLA
93100 Montreuil FRANCE

IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL

Tél. : +33 (0)1 48 70 70 48
Email : info@idi-dental.com

www.idi-dental.com