

Note importante :

Tibases ID3 dans le Logiciel 3Shape

En attendant la mise à jour de la bibliothèque **IDI** dans le logiciel **3Shape**, les tibases de la gamme d'implant **ID^{CAM}** (Ø3,6mm) peuvent être utilisés lors de **la planification prothétique ID3**.

Lors de la conception prothétique, il est **IMPERATIF** de commander les pièces analogues et Tibases spécifiques à ID3 suivantes :

- Analogue **IDC3**
- Tibases ID3 :
 - **TC300**
 - **TC302**
 - **TC304**