



**RAYPLICKER**  
ONE VISION • MILLIONS SHADES

# Révolutionnez la prise de teinte



IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL

# DÉCOUVREZ LE RAYPLICKER™

**Réussissez en quelques secondes votre prise de teinte dentaire.**


Le Rayplicker™ est un dispositif connecté qui permet d'effectuer simplement, de façon fiable et complètement reproductible, une prise de teinte dentaire de qualité déterminant la luminosité, la saturation, la chromaticité et la translucidité d'une dent.

Cet appareil est destiné aux chirurgiens-dentistes ainsi qu'aux laboratoires de prothèses dentaires.

Accompagnée de son logiciel, cette solution révolutionne le protocole d'acquisition et de transmission des paramètres esthétiques d'une dent.

Il permet une interaction transparente et permanente entre dentiste et prothésiste via le Service Pack Rayplicker™ (échange de données pour un suivi de commande en temps réel).

— Fiabilité & précision  
pour atteindre  
**l'excellence de la  
prise de teinte**



**Le Rayplicker™ ou comment  
gagner en tranquillité d'esprit**

Enregistrez l'ensemble des paramètres esthétiques de la dent et communiquez-les sans dégradations et sans interprétations subjectives aux laboratoires.



**Un outil connecté,  
des informations centralisées**

> Le transfert immédiat des demandes en numérique au prothésiste améliore votre service client et votre relation dentiste-prothésiste.

> La plateforme Cloud, pour une centralisation des données patients et une traçabilité, de la prise de teinte jusqu'à la fabrication de la prothèse.



## Hygiène

Gaines de protection, embouts de calibration stérilisables

## Précision

Analyse ultra précise au pixel près

## Simplicité

Une ergonomie et des interfaces conçues pour que la prise de teinte soit intuitive. La calibration est automatique et réalisée simultanément à la prise de teinte

## Ergonomie

Écran tactile, tête de mesure miniaturisée

## Flexibilité

Configuration du teintier de votre choix. Jusqu'à 4 profils utilisateurs

## Rapidité

Analyse couleur complète en quelques secondes.

## Fiabilité

Technologie brevetée offrant objectivité et répétabilité

# 7 raisons de choisir le Rayplicker™



## L'INDISPENSABLE DES LABORATOIRES

Le RAYPLICKER révolutionne le protocole de transmission des paramètres esthétiques d'une dent.

Le laboratoire reçoit une analyse couleur complète prenant en compte la luminosité, la saturation, la chromaticité et la translucidité d'une dent.

À cela viennent s'ajouter automatiquement des photos du patient, l'application RAYPLICKER permet une intégration simple de celles-ci.



Le logiciel Rayplicker, une interface simplifiée  
pour une lecture rapide des données

# ANALYSER, COMMUNIQUER ET SAUVEGARDER FACILEMENT

Réalisez des analyses couleurs précises et scientifiques :

- > Analyses multi-teintiers
- > Outils de traitement d'images (Luminosité/ contraste)
- > Analyses CIE Lab / Lch
- > Outil de mesure

Possibilité d'établir vos fiches de prothèses depuis le logiciel :

- > Prothèse conjointe
- > Prothèse adjointe
- > Implantologie



## Analyse complète d'une dent naturelle

- > Un outil de mesure pour localiser facilement l'emplacement des zones translucides ou autres caractéristiques remarquables.
- > Des outils qui vous permettent des réglages pointus, afin de faire ressortir la répartition de la dentine, de l'émail, etc.



Photo polarisée




Teinte générale




Cartographie 3 zones



Cartographie 9 zones



Cartographie détaillée



Translucidité



23/25 rue Emile ZOLA  
93100 Montreuil FRANCE

IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL

Tel: +33 (0)1 48 70 70 48  
Email : info@idi-dental.com

[www.idi-dental.com](http://www.idi-dental.com)