



## **OWANDY-RX** *PORTABLE*

DES IMAGES DE QUALITÉ INÉGALABLE,  
LA LÉGÈRETÉ EN PLUS.

GÉNÉRATEUR PORTABLE DE RAYONS X

# OWANDY-RX PORTABLE

## QUALITÉ D'IMAGE INÉGALÉE

Résolution d'image exceptionnelle  
grâce à son foyer de 0,3 mm

## SIMPLE D'UTILISATION

Prenez des radios en appliquant  
les paramètres prédéfinis

## LÉGER & COMPACT

Peut être utilisé  
avec une main  
seulement

## BATTERIE PUISSANTE

Jusqu'à 300 clichés avec  
une seule charge

## COURANT PUISSANT

Excellente qualité d'image  
grâce au courant d'anode 3mA

## CHARGEUR SANS FIL

Se charge simplement  
en le plaçant sur le socle





### SIMPLE D'UTILISATION


Les paramètres sont affichés de façon simple afin de faciliter l'utilisation : niveau de batterie, type d'examen et de patient, émission des rayons X, kV, mA...

Vous pouvez également paramétrer l'Owandy-RX Portable selon vos besoins grâce à la fonction "MEMO".



### POIDS PLUME

Pesant 1,8kg, l'Owandy-RX Portable est l'un des appareils à rayons-X le plus léger du marché. Il est donc facile à manipuler et à positionner.




### BATTERIE LONGUE DURÉE

Réalisez jusqu'à 300 images avec une seule charge !



### IMAGES HAUTE DÉFINITION

Grâce à son point focal de 0.3mm, obtenez des images d'une qualité inégalable, aussi bien avec un capteur que des plaques.




## Caractéristiques techniques

Tube à rayons X	CEI
kV/mA	70kV / 3mA
Foyer	0.3 mm
Filtration totale	1.5mm Al
Tension d'entrée du chargeur	100-240V / 50~60Hz
Voltage de la batterie	24.2V
Poids	1.8 kg
Options	Disque anti rétro diffusion Collimateur rectangulaire (30x40mm, 20x30 mm)

# DIGITAL WORKFLOW OWANDY RADIOLOGY

UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS



BR\_OWANDY-RX\_PORTABLE\_FR\_REV00

**Owandy**  
RADIOLOGY

Distribué par **IMPLANTS** DIFFUSION INTERNATIONALE

